

テーパードプラスインプラント

インプラント体直径	 3.8mm	 4.6mm	 5.8mm	
補綴プラットフォーム直径	 3.0mm	 3.5mm	 4.5mm	
Laser-Lokゾーン	1.8mm	1.8mm	1.8mm	
インプラント先端部径	2.8mm	3.1mm	3.9mm	
プラットフォームスイッチ	0.4mm	0.5mm	0.6mm	
インプラント体の長さ	9.0mm	TLXP3809	TLXP4609	TLXP5809
	10.5mm	TLXP3810	TLXP4610	TLXP5810
	12.0mm	TLXP3812	TLXP4612	TLXP5812
	15.0mm	TLXP3815	TLXP4615	TLXP5815

