


インターナル ヒーリングアバットメント

Laser-Lok無し



Laser-Lok付き



プラットフォーム径 高さ	エマージェンス			エマージェンス		
	ナロー	レギュラー	ワイド	ナロー	レギュラー	ワイド
φ3.0mm 2mm (最大豊隆部) 3mm (最大豊隆部) 5mm (最大豊隆部)	TP3NHA2 (3.0mm)	TP3HA2 (3.5mm)	—	—	—	—
	TP3NHA3 (3.0mm)	TP3HA3 (3.5mm)	TP3WHA3 (4.2mm) TP3EWA3 (5.0mm)	—	TP3HA3L (3.5mm)	TP3WHA3L (4.2mm)
	TP3NHA5 (3.0mm)	TP3HA5 (3.5mm)	TP3WHA5 (4.2mm) TP3EWA5 (5.0mm)	—	TP3HA5L (3.5mm)	TP3WHA5L (4.2mm)
φ3.5mm 1mm (最大豊隆部) 2mm (最大豊隆部) 3mm (最大豊隆部) 5mm (最大豊隆部)	PYNHA1 (3.8mm)	—	—	—	—	—
	PYNHA2 (3.8mm)	PYRHA2 (4.5mm)	—	—	—	—
	PYNHA3 (3.8mm)	PYRHA3 (4.5mm)	PYWHA3 (5.8mm)	PYNHA3L (3.8mm)	PYRHA3L (4.5mm)	PYWHA3L (5.8mm)
	PYNHA5 (3.8mm)	PYRHA5 (4.5mm)	PYWHA5 (5.8mm)	PYNHA5L (3.8mm)	PYRHA5L (4.5mm)	PYWHA5L (5.8mm)
φ4.5mm 1mm (最大豊隆部) 2mm (最大豊隆部) 3mm (最大豊隆部) 5mm (最大豊隆部)	PGNHA1 (4.7mm)	—	—	—	—	—
	PGNHA2 (4.7mm)	PGRHA2 (5.5mm)	—	—	—	—
	PGNHA3 (4.7mm)	PGRHA3 (5.5mm)	PGWHA3 (6.8mm)	PGNHA3L (4.7mm)	PGRHA3L (5.5mm)	PGWHA3L (6.8mm)
	PGNHA5 (4.7mm)	PGRHA5 (5.5mm)	PGWHA5 (6.8mm)	PGNHA5L (4.7mm)	PGRHA5L (5.5mm)	PGWHA5L (6.8mm)
φ5.7mm 1mm (最大豊隆部) 2mm (最大豊隆部) 3mm (最大豊隆部) 5mm (最大豊隆部)	PBNHA1 (5.9mm)	—	—	—	—	—
	PBNHA2 (5.9mm)	PBRHA2 (6.6mm)	—	—	—	—
	PBNHA3 (5.9mm)	PBRHA3 (6.6mm)	PBWHA3 (7.9mm)	PBNHA3L (5.9mm)	PBRHA3L (6.6mm)	—
	PBNHA5 (5.9mm)	PBRHA5 (6.6mm)	PBWHA5 (7.9mm)	PBNHA5L (5.9mm)	PBRHA5L (6.6mm)	—

・ Titanium alloy [Ti-6Al-4V ELI]



口腔内での識別が簡単にできるレーザーマーキング

※φ3.0mmは小径のためマーキングがついておりません。

Laser-Lok無し



例) GR3
G=グリーン : 補綴プラットフォーム直径4.5mm
R=レギュラー : 幅
3=3mm : 高さ

Laser-Lok付き



例) GR3L
G=グリーン : 補綴プラットフォーム直径4.5mm
R=レギュラー : 幅
3=3mm : 高さ
L=Laser-Lok付き