


スナップスキャンボディ

・ PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) & チタン合金


※スキャンの前に本品が使用されるソフトウェアのライブラリで設計利用可能かご確認下さい。



品番


補綴プラットフォーム直径

TP3SSB	Ø3.0mm
PYSSB	Ø3.5mm
PGSSB	Ø4.5mm
PBSSB	Ø5.7mm



TP3SSB8	Ø3.0mm
PYSSB8	Ø3.5mm
PGSSB8	Ø4.5mm
PBSSB8	Ø5.7mm

・ IOS (口腔内スキャン) 用としても
通常の印象コーピングとしても使用可能です



TP3SSB11	Ø3.0mm
PYSSB11	Ø3.5mm
PGSSB11	Ø4.5mm
PBSSB11	Ø5.7mm

・ IOS (口腔内スキャン) 用としても
通常の印象コーピングとしても使用可能です

【高さ8mm】切り込みが1ヶ所。

【高さ11mm】切り込みが2ヶ所。

補綴
プラットフォーム

