

## テーパードショートインプラント

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| インプラント体直径    |  4.6mm |  5.8mm |
| 補綴プラットフォーム直径 |  3.5mm |  4.5mm |
| Laser-Lokゾーン | 1.8mm   | 1.8mm   |
| インプラント先端部径   | 3.7mm   | 4.9mm   |
| プラットフォームスイッチ | 0.5mm   | 0.6mm   |
| インプラント体の長さ   | 6.0mm   | TSL4606   |
|              | 7.5mm   | TSL4607   |
|              |   | TSL5806   |
|              |   | TSL5807   |

